

# ODMS R7 - Olympus Dictation Management System

- Modern platt design (grafiskt gränssnitt)
- Klassisk diktamen
- Avancerad transkribering
- Säkert arbetsflöde
- Sömlöst gränssnitt mot Dragon taligenkänning
- Automatisk transkribering
- Stöd för RecMic II
- Effektivt dokumentskapande



---

## ODMS R7

ODMS R7 tillhandahåller två moduler skapade för de två nyckelrollerna i professionell diktamen. Beroende på köpt diktamenshårdvara får kunden antingen en licens för diktamensmodulen eller transkriberingsmodulen. Båda moduler har ett gränssnitt mot den lokalt installerade taligenkänningsprogramvaran Dragon från Nuance. Detta innebär att kunden har möjlighet att välja mellan tre metoder att omvandla tal till text: Klassisk diktamen, automatisk transkribering och avancerad transkribering.

ODMS R7 i fristående läge installeras vanligen i miljöer som inte har krav på centraliserad hantering och utrullning. Fristående läge är bättre lämpat för mindre nätverksmiljöer där diktamen troligen lagras på en enda server/värdmaskin eller skickas med e-post till transkribenten.

## Tekniska data

### Diktamen / transkribering

Notera:	Gäller endast diktamens-/transkriberingsmodulen
Roll	Upphovsman / inmatare
Tillgängliga licenser	Diktamensmodul / Transkriberingsmodul (Per körande exemplar; antal installationer obegränsat)
Singellicensnyckel	Ja / Ja
Volymlicensnyckel	Ja / Ja
<b>Ta emot / importera diktamen</b>	
Via WLAN	Ja / Nej
	-
Via USB	Ja / Ja
Automatisk import från e-post	(endast dokument) / Ja
<b>Skicka diktamen</b>	
Diktamensarbetsflöde via delade nätverksmapor	Ja / Ja
FTP	Ja / Ja
E-post	Ja / Ja
DSS Pro-filkryptering	In- och uppspelning / Uppspelning 256 bitars AES-kryptering
<b>Transkribering med taligenkänning</b>	
Notera:	Programvaran Dragon NaturallySpeaking från Nuance måste vara installerad på samma PC.
Realtids taligenkänning	Ja / Nej
Automatisk bakgrunds-taligenkänning	Ja / Ja
Automatisk anpassning av taligenkänningsprofiler	Ja / Ja
Stöd för flera språk	Ja / Ja Genom att koppla flera taligenkänningsprofiler till upphovsmän
Ange mallar för användare och arbetstyper	Ja / Ja
[Röstfält]	Ja / Ja (lägger automatiskt till metainformation i dokument)
[Röstfält]-assistent för att skapa mallar	Ja / Ja
<b>Inspelning</b>	
Direktinspelning	Ja / Nej
VCVA	Ja / Nej
Inspelningsstyrning via fotomkopplare	Ja / Nej
Ange indexmärken och röstkommandon	Ja / Nej
<b>Manuell transkribering &amp; uppspelning</b>	
Anpassningsbart grafiskt gränssnitt	Ja / Ja
Specifikationer och utseende kan ändras utan någon förvarning eller förpliktelse från tillverkaren	Stöd både för nybörjare och avancerade användare.
Dokumentmallar	Ja / Ja

### Mjukvaruadministration

Notera:	Gäller endast administrationspaketet för central administration
Licenser som krävs	Volymlicens för ODMS DM och TM krävs 1 licens per server för SCP
SCP – Systemkonfigureringsprogram	Ja (webbläsarbaserad)
Central enhetskonfiguration	Ja
Administration av användare och grupper	Ja
AD-import	Ja (utan användararv/rättigheter)
Inställning av diktamensarbetsflöden	Ja
Central licenshantering	Ja
Läs funktioner för användare	Ja
MST-filgenerator för tyst installation	Ja
Lista över utskriftsenheter	Ja
Säkerhetskopiering av system och filer	Ja
Övervakningskonsol	Ja
Filhämtare för klienter	Ja
Stöd för Citrix & Terminal Server	Ja
Tunnklientstöd	Ja
<b>Speciella DS-9500-funktioner</b>	
Trådlös kommunikationstjänst	Ja
WiFi/SSID-nätverkshantering	Ja
Trådlös enhetskonfiguration	Ja
Diktamensstatus på enhet	Ja
<b>Central administration genom SCP</b>	

## Operativsystem & övriga krav

Hårddiskutrymme	Minst 2 GB ledigt utrymme (ytterligare tillgängligt utrymme krävs för .NET Framework)
Minne	1 GB eller mer (x86) / 2 GB eller mer (x64)
Skärm	Alla serverversioner kräver 2 GB eller mer. 1024x768 pixlars upplösning eller högre 65 536 färger eller fler (min. 16,77 miljoner färger rekommenderas)
.NET Framework	4.6 eller senare
<b>Fristående installation</b>	
Microsoft® Windows® 7	Ultimate / Enterprise / Professional / Home Premium (x86/x64)
Microsoft® Windows® 8 / 8.1 Update	Enterprise / Pro / 8.1 Update (x86/x64)
Microsoft® Windows® 10	Home / Pro / Enterprise (x86/x64)
CPU	1 GHz eller snabbare
<b>Workgroup Installation*</b>	
Klientoperativsystem	Samma som fristående operativsystem
Serveroperativsystem	Enligt följande:
Microsoft® Windows Server®	- 2008 SP2 (x86/x64) - 2008 R2 SP1 (x86/x64) - 2012 (x64) - 2012 R2 (x64) - 2016 (x64)
CPU	Microsoft® Windows® 7: 1 GHz eller snabbare (x86) / 2 GHz eller snabbare (x64) Microsoft® Windows® 8.1: 2 GHz eller snabbare Microsoft® Windows® 10: 1 GHz eller snabbare Microsoft® Windows Server® 2008: 2 GHz eller snabbare Microsoft® Windows Server® 2012: 2 GHz eller snabbare Microsoft® Windows Server® 2016: 3,1 GHz eller snabbare
Tunnklientsmodeller	Flera olika modeller stöds. Ta kontakt med oss och hör efter om stöd för just din modell.

## Supported Virtual Environment Platforms

Remote Desktop Service (Windows Terminal Service)	Microsoft® Windows Server® 2008 – 2016 Kräver särskild RDS (TS) CAL-licens
RemoteApp	Microsoft® Windows Server® 2008 / 2012 R2 Kräver särskild RDS CAL-licens
Citrix XenApp	XenApp 5/6/7 – 7.15
Citrix Desktop	XenDesktop 7 – 7.15
Citrix Client-applikationer	Citrix Receiver 4.0 eller senare
Vmware View	VMware Horizon View 5/6 Obs: Användande av Citrix virtuella miljöer eller VMware kräver användarlicenser från respektive programtillverkare.

## Kompatibel mjukvara

Webbläsare	Microsoft® Internet Explorer 6.0 eller senare (med senaste Service Pack installerat)
Microsoft® Office	Office 2010 / 2013 / 2016 (32 bit / 64 bit)
Webb-epost	Outlook.com Outlook Web App för Office 365 Google Yahoo!

## Taligenkänningsprogramvara som stöds

Dragon® Professional	Individuell/grupp v14 -15
Dragon® Legal	Individuell/grupp v14 - 15 Taligenkänningsfunktionerna stöds inte när ODMS R7 används i en virtuell miljö.

## Språk

Menyspråk	EN, FR, DE, ES, RU, SV, CS
-----------	----------------------------